

Brukerveiledning

Digital Kalender klokke


Viser dato, dag og tid uten forkortelser

5 programmerbare alarmer

Medisin påminnelse

Time varsling

Digital foto ramme for bilder og video



Bruke meny innstillingen:

Trykk «MENU» knappen og meny innstillingen vil synes. Press «MENU» igjen for å gå ut av menyen. Hvis ingen knapper trykkes innen 30 sekunder, går man automatisk ut av menyen og til klokken.

Noter: Endringer vil kunne gjøres på menyvalgene som er merket med gult.

Tid innstilling:

Velg «tid innstilling» så den er merket gult og trykk «OK» for å kunne endre tid. Når tallene er understreket med blå strek, trykk opp eller ned for å endre tid. Når du har riktig tid, trykk «OK» for å bekrefte, og flytt til siden for neste valg. Trykk «MENU» igjen for å gå tilbake.

Dato innstilling:

Velg «dato innstilling» så den er merket gult og trykk «OK» for å kunne endre dato. Når tallene er understreket med blå strek, trykk opp eller ned for å endre dato. Når du har riktig dato, trykk «OK» for å bekrefte, og flytte til siden for neste valg. Trykk «MENU» igjen for å gå tilbake.

Tidsformat:

Velg «tidsformat» så den er merket gult. Trykk «høyre» eller «venstre» (Volum opp eller ned) for å velge mellom 24-timer eller 12-timer.

Datoformat:

Velg «datoformat» så den er merket gult. Trykk «høyre» eller «venstre» for å velge mellom datoformatene «måned-dag-år» eller «dag-måned-år»

Velg språk:

Standard språk er engelsk. Velg «language» så den er merket gult. Trykk «høyre» eller «venstre» for å velge ønsket språk.

Avansert modus:

Velg mellom to forskjellige utseender på klokken.

Standard modus: Dag, klokke, dato

Avansert modus: Dag, når på dagen, klokke, dato.

Når på dagen er delt inn i fem nivåer:


Morgen fra 6:00 til 8:59

Formiddag fra 9:00 til 11:59

Ettermiddag fra 12:00 til 17:59

Kveld fra 18:00 til 23:59

Natt fra 24:00 til 05:59




Standard utseende



Avansert utseende

Tekstmelding tid:



Trykk «MENU» så «ned» seks ganger for å finne tekstmelding tid innstilling. Velg 0/5/10/15/20/30 sekunder, trykk «MENU» for å gå tilbake. Meldingen over vil da rullere automatisk i forhold til antall sekunder som er valgt.

Lysstyrke-dag:

Trykk «ned eller opp» til lysstyrke-dag er valgt. Bruk «høyre eller venstre» knappene til å velge lysstyrke på dagtid.

Lysstyrke-natt:

Trykk «ned eller opp» til lysstyrke-natt er valgt. Bruk «høyre eller venstre» knappene til å velge lysstyrke på natten.

Volum:

Velg «volum» og trykk «høyre eller venstre» for å velge volum. 10 er høyest og 1 er lavest.

Medisin påminnelse:

Velg «morgen medisin påminnelse» og trykk «OK» for innstilling. Når tallene er understreket med blå linje, trykk opp eller ned for å endre. Når du har valgt tall, trykk «OK» for å bekrefte, og den vil gå til neste valg. Trykk «MENU» for å gå tilbake til hovedmeny. Innstilling av «Ettermiddag medisin påminnelse» og «Kveld medisin påminnelse» følger samme prosedyre.

Alarm innstilling:

Det er fem programmerbare alarmer tilgjengelig. Hver alarm kan innstilles for tid og repetisjon. Hvis du bare setter alarmen en gang, vil den ikke repeteres. Hvis du setter alarmen til å repeteres, vil den repeteres som man velger. Hvis du setter alarmen til en hel time f.eks 10:00 og du samtidig har valgt «Time varsling» vil alarmen ha prioritet.

Velg «alarm01-02-03-04 eller 05» så den er merket gult og trykk «OK» for å kunne endre tid. Når tallene er understreket med blå strek, trykk opp eller ned for å endre tid. Når du har riktig tid, trykk «OK» for å bekrefte, og flytt til siden for neste valg. Velg intervall ved å trykke opp eller ned. Trykk «MENU» igjen for å gå tilbake.

Time varsling:

Standard time varsling er kl. 9, 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21

Resterende timer vil ikke bli varslet. Hvis du ønsker å endre timer som varsles, bruk opp og ned knappene og velg «time varsling». Trykk «OK» for å kunne stille inn hvilke timer du ønsker å bli varslet. Trykk opp, ned, høyre, venstre for å flytte til den timen du ønsker å endre. Trykk «OK» for å bekrefte endringen. Når timen er markert med rødt, vil den varsle på dette klokkeslettet. Trykk «MENU» for å komme til hovedmeny.

Hvordan bruke Foto ramme funksjonen:

Lagre foto og video (opp til 720p) på en SD minnebrikke. Lagre i rotmappen, ikke i noen undermapper, trykk på OK for å spille eller pause. Trykk på «MENU» for å avslutte.

Personlig innstilling av alarmer:

Du kan velge om du vil ha egen musikk eller bilder/video som alarm.

Du må lage korresponderende file mapper på minnebrikken for fem alarmer, hvor hver mappe har navn: «alarm01», «alarm02», «alarm03», «alarm04», «alarm05». Viktig! Det må ikke være mellomrom mellom alarm og «0».

Hvis det er bare bilder i mappen som heter «alarm01», vil klokke bare vise bilder når alarm01 starter. Vises i 60 sekunder.

Hvis det bare er mp3 fil i mappen «alarm01», vil musikken spille i 60 sekunder.

Hvis det er bare en video fil i mappen «alarm01», vil videoen spille i 60 sekunder.

Hvis det er både mp3 og bilder i mappen «alarm01, vil både bilde vises og musikken spilles i 60 sekunder.

Maksimum oppløsning på video er 720p, hvis din video har høyere oppløsning må du redusere denne før du lagrer på minnebrikken.

Importør:

Enklere Liv Mercante AS

Strandveien 15

1366 Lysaker